

产品名称 & 产品编号

产品名称: Acetosyringone 【2478-38-8】

产品编号: A001

产品性质

中文名: 乙酰丁香酮

纯度/含量: 纯度(HPLC): 97%

化学分子式: $C_{10}H_{12}O_4$

分子量: 196.20

溶解性

可溶于DMSO。

产品描述

乙酰丁香酮是一种由受伤的植物组织分泌的一种自然的化合物。在 50 μ M到 200 μ M的浓度时可以提高转化效率。

乙酰丁香酮是一种酚类化合物，是木酚素/类苯基丙烷类的植物化学物质，能够从多种植物的组织中提取，特别是有伤口或是其他变化的植物。

储存

4°C保存

注意: 具有刺激性