

产品名称&产品编号

产品名称: Bis-Tris 【6976-37-0】
产品编号: B003

储存条件

室温储存

产品性质

同义词: Bis(2-Hydroxyethyl)-Imino Tris-(Hydroxymethyl)-Methane
分子式: $C_8H_{19}NO_5$
分子量: 209.24
含量: 至少 99.0%

建议工作浓度

10-25mM

产品描述

Bis-Tris 是蛋白质及核酸实验中重要的一种缓冲液。并可用做卡可酸缓冲系统的替代品。Bis-tris 是一种叔胺，在25℃时的pKa为6.46，在pH值为5.8-7.3范围内具有缓冲作用。