

产品名称&产品编码

产品名称: Coomassie R250 (考马斯亮蓝 R-250)
产品编码: C014-10g
CAS 号:6104-59-2

运送&保存条件

保存条件: RT
有效期: 3-5 年

产品性质

- 1.分子式:C₄₅H₄₄N₃O₇S₂Na
- 2.分子量:825.99
- 3.外观: 蓝色至红色结晶粉末

产品描述

用于聚丙烯酰胺电泳的蛋白染色。

注意事项

1. 本产品仅供科研使用。不可用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康, 操作时请穿好实验服并佩戴一次性手套及口罩