

产品名称&产品编码

产品名称: Ceftriaxone Sodium (头孢曲松钠)
产品编码: CM019-5g
CAS号: 74578-69-1

产品性质

1. 分子式: $C_{18}H_{16}N_8Na_{20}S_3$
2. 分子量: 598.54
3. 外观(性状): 淡黄色粉末
4. 溶解性: 50mg/ml in water

产品描述

头孢曲松钠药理毒理:为第三代头孢菌素类抗生素,对肠杆菌科细菌有强大活性。对大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产气肠杆菌、氟劳地枸橼酸杆菌、吲哚阳性变形杆菌、普鲁威登菌属和沙雷菌属的MIC90 介于 0.12-0.25mg/L 之间。阴沟肠杆菌、不动杆菌属和铜绿假单胞菌对该药的敏感性差。对流感嗜血杆菌、淋病奈瑟菌和脑膜炎奈瑟菌有较强抗菌作用,对溶血性链球菌和肺炎球菌亦有良好作用。对金黄色葡萄球菌的MIC 为 2~4mg/L。耐甲氧西林葡萄球菌和肠球菌对该药耐药。多数脆弱拟杆菌对该药耐药。

运送&保存条件

保存温度: 2-8°C
有效期: 三年

注意事项

1. 本产品仅供科研使用。不可用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康,操作时请穿好实验服并佩戴一次性手套及口罩