

免费服务专线: 4000-855-868 网站: www.mdbio.com.cn 电子邮件: mdbio@mdbio.com.cn

产品名称 & 产品编号

产品名称: 5×Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液
产品编号: L00421-1L

保存条件

室温。

产品描述

本产品是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。 本产品为 5×浓缩液，临用前稀释成 1×工作浓度。。

产品配方(1L)

Tris	15.1g
Glycine	94g
SDS	5.0g