

免费服务专线: 4000-855-868 网站: [www.mdbio.com.cn](http://www.mdbio.com.cn) 电子邮件: [mdbio@mdbio.com.cn](mailto:mdbio@mdbio.com.cn)

### 产品名称 & 产品编号

产品名称: MOPS-SDS 电泳缓冲液  
产品编号: L00424-1L

### 保存条件

室温。

### 产品描述

本产品常用于聚丙烯酰胺的蛋白电泳实验。

### 产品配方(1L)

|           |          |
|-----------|----------|
| MOPS      | 10.463g  |
| Tris Base | 6.057g   |
| EDTA·2Na  | 0.37234g |
| SDS       | 1g       |
| pH        | 7.7      |