

免费服务专线: 4000-855-868 网站: www.mdbio.com.cn 电子邮件: mdbio@mdbio.com.cn

产品名称 & 产品编号

产品名称: 20× Tris-HEPES-SDS 缓冲液
产品编号: L00425-1L

保存条件

室温。

产品描述

本产品是专门针对 Thermo Scientific Precise Precast SDS-PAGE Gels 的电泳缓冲液。
本产品为 20×储备液，使用时需用蒸馏水稀释至 1×工作液浓度。

产品配方(1L)

Tris	121.14g
HEPES	238.31g
SDS	8.6514g
pH	8.0