

免费服务专线: 4000-855-868 网站: www.mdbio.com.cn 电子邮件: mdbio@mdbio.com.cn

产品名称 & 产品编号

产品名称: Western 膜转印缓冲液
产品编号: L00431-1L

保存条件

室温。

产品描述

Western 膜转印缓冲液是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。

产品配方(1L)

Glycine	2.9g
Tris	5.8g
SDS	0.37g
甲醇	200ml