

产品名称 & 产品编号

产品名称: TBST 缓冲液
产品编号: L00441-1L

保存条件

4°C 保存。

产品描述

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 1×工作液，可直接使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。若产品出现结晶析出，请置于 37°C 水浴至完全溶解。

产品配方(1L)

Tris	2.4228g
NaCl	8.8g
Tween 20	0.5ml
pH	8.0