

免费服务专线:4000-855-868 网站:www.mdbio.com.cn 电子邮件:mdbio@mdbio.com.cn

产品名称 & 产品编码

产品名称: 谷胱甘肽 (还原型)
产品编码: L009R

产品描述

用作生化试剂, 巯基酶(蛋白质)保护剂等。

注意事项

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。 2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。 3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。 4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

储存

2-8°C 5年。

产品参数:

CAS: 70-18-8

英文名称: L-Glutathione reduced

别名: L-谷胱甘肽 L-半胱氨酰甘氨酸 还原型谷胱甘肽 GSH

分子式: C10H17N3O6S

分子量: 307.32

外观(性状): 白色固体

纯度: Purity >98%

溶解性: 50 mg/mL Water