

产品名称 & 产品编码

产品名称: L-半胱氨酸

产品编码: L010

产品参数

CAS: 52-90-4

英文名称: L-Cysteine

别名: L-半胱氨酸碱 L-半胱氨酸 L-2-氨基-3-巯基丙酸

分子式: $C_3H_7NO_2S$

分子量: 121.16

外观(性状): 白色固体

纯度: Purity $\geq 99.0\%$

溶解性: 100mg/ml in Water(需滴加盐酸助溶)

注意事项

我司生产的生化试剂如无特殊标注,基本为非无菌包装,若用于细胞实验,请提前做好预处理。 2. 一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 3. 产品信息仅供参考,如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。 4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。 5. 为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

储存

常温 2年