

产品名称& 产品编号

产品名称: MUG 【6160-80-1】

产品编号: M007

产品性质

中文名称: 4-甲基伞型酮-beta-D-葡萄糖苷酸

分子式: $C_{16}H_{16}O_9$

分子量: 352.3

纯度/含量: 98.5% min.

产品描述

用途及描述: 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 葡萄糖醛酸苷酶底物。

4-甲基伞型酮- β -D-葡萄糖苷酸是 β -葡萄糖醛酸酶的一种荧光基质。

用于测量 β -半乳糖苷酶活性的荧光底物, 用于大肠杆菌的快速灵敏检测。也可用于大肠埃希氏菌的快速测定。

储存条件

-20°C保存。